

SCHEDA TECNICA

Rev.3

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I**Cerotti Dolori**

9x14 cm

Patch

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| Materiale del foglio di supporto | - | PET Trasparente | - |
| Materiale del supporto del patch | - | Tessuto Non-Tessuto bianco | - |
| Spessore | mm | 0,75 | ±0,1 |
| Grammatura | g/m ² | 100,0 | ±10% |








Ingredienti

| INCI | Range | CAS | Funzione |
|---------------------------|---------|--------------------|----------------------------|
| ACRYLATES COPOLYMER | 70-80 | 25133-97-5 | Adesivo |
| GLYCERIN | 20-25 | 56-81-5 | Protezione della pelle |
| HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS | 1 - 5 | 84988-65-8 | Condizionatore della pelle |
| ARNICA MONTANA EXTRACT | 0,1 - 1 | 68990-11-4 | Condizionatore della pelle |
| SALIX ALBA BARK EXTRACT | 0,1 - 1 | 84082-82-6 | Lenitivo |
| CAMPHOR | 0,1 - 1 | 464-49-3 / 76-22-2 | Lenitivo |
| BOSWELLIA SERRATA EXTRACT | 0,1 - 1 | 97952-72-2 | Condizionatore della pelle |
| POLYSORBATE 60 | <0,1 | 9005-67-8 | Emulsionante |

Incarto primario

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|-------------------------------|------------|
| Tipo | - | Incarto con saldante a freddo | - |
| Materiale | - | Carta | - |
| Grammatura | g/m ² | 80 | ±5% |

Packaging

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|-------------------|------------------|--|------------|
| Tipo | - | Astuccio | - |
| Materiale | - | Cartoncino | - |
| Grammatura | g/m ² | 250 | ±10% |
| Stampa Cartoncino | - | Consigli per l'uso e diciture di legge:     Indirizzo Fabbricante:  Lotto:(AFFNNNN).....  Scadenza:.....   | - |

15.12.20167 Settimo Milanese

Laboratorio e Qualità
Eurosirel SpA